

## Feeding Tubes - Troubleshooting as at \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_(date)

home enteral nutrition

nourishing lives at home

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء	الاتصال
انسحاب الأنبوب عرضاً لا تفرغ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تنفيس البالون أو انفجاره</li> <li>• انشباك الأنبوب</li> <li>• القوة الزائدة</li> <li>• التقبوء الشديد</li> <li>• السعال الشديد</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب إبدال الأنبوب بأسرع ما يمكن.</li> <li>• الأطفال دون 12 سنة: خلال 45 دقيقة</li> <li>• الراشدون: خلال ساعتين</li> <li>• أدخل قسطرة "فولي" أو أنبوب أصلي بذات القياس (اغسله جيداً بالصابون والماء). ألصق الأنبوب بالجلد لمنع الأنبوب من التحرك أكثر إلى داخل المعدة.</li> <li>• لا تعط المستحضر (الفورميلا) أو الماء أو الأدوية إلا إذا تم إدخال أنبوب إطعام جديد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أطلب مشورة الطبيب.</li> </ul>
انسداد الأنبوب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انحناء أنبوب الإطعام أو التواءه.</li> <li>• عدم شطف الأنبوب على فترات متقاربة.</li> <li>• عدم سحق الأدوية بصورة صحيحة.</li> <li>• الدواء والمستحضر (الفورميلا) غير متطابقين.</li> <li>• ارتجاع محتويات المعدة إلى الأنبوب</li> <li>• إعطاء أطعمة مهروسة عبر الأنبوب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص الأنبوب للتأكد من أنه غير ملتوي.</li> <li>• قم بإجراء الدفع والسحب الخفيفين باستخدام حقنة قياس 50 ملليتراً أو حسب التوجيهات لإزاحة ما يسبب الانسداد.</li> <li>• <b>الأطفال الصغار: 5 – 10 ملليترات من الماء الدافئ</b></li> <li>• <b>الأطفال دون 12 سنة: 10-20 ملليتراً من الماء الدافئ</b></li> <li>• <b>الراشدون: 20-30 ملليتراً من الماء الدافئ</b></li> <li>• قد يستغرق هذا الإجراء 30 دقيقة</li> <li>• ذلك الأنبوب برفق بين أصابعك.</li> <li>• أخرى (حدّد)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل باختصاصي الصحة المسؤول عن دعم تغذيتك أو أطلب مشورة الطبيب إذا لم تستطع التخلص من الانسداد في الأنبوب أو اتصل على الرقم:</li> </ul>
تسرّب حول موضع غرز الأنبوب يهيج الجلد ويؤدي إلى ألم واحمرار.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أسباب عديدة. يجب تحديد سبب التسرّب وخروج السائل أولاً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن البالون منتفخ بما فيه الكفاية.</li> <li>• اغسل المنطقة المحيطة بالأنبوب بمياه دافئة مع الصابون ثم اشطف وجفف هذه المنطقة، ثلاث مرات في اليوم إلى أن يخف الالتهاب والاحمرار.</li> <li>• قد يحتاج الجلد حول الأنبوب لضمادة واقية أو مرهم. اتصل باختصاصي الصحة المسؤول عن دعم تغذيتك.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل باختصاصي الصحة المسؤول عن دعم تغذيتك أو أطلب مشورة الطبيب إذا استمر التسرّب.</li> </ul>