

**Feeding Tubes - Troubleshooting as at \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_(date)**  
home enteral nutrition

nourishing lives at home

問題	可能的原因	解決方法	聯絡
意外移動導管 不要驚慌	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣球漏氣或者爆裂</li> <li>導管被勾住</li> <li>用力過大</li> <li>嘔吐嚴重</li> <li>咳嗽嚴重</li> </ul>	<p>盡快地替換導管。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12歲以下兒童：45分鐘之內；</li> <li>成人：2小時之內</li> </ul> <p>插入同樣型號的Foley導管或原來的導管（用肥皂和水徹底清洗）。用膠帶將導管粘在皮膚上，避免導管向胃部深處移動。在插入新的導管之前，不要喂配藥、水或藥物。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>征求醫生意見。</li> </ul>
導管阻塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>餵食管彎曲或打結</li> <li>很少沖洗導管</li> <li>藥物沒有完全粉碎</li> <li>藥物和配方不相容</li> <li>胃容物返流回導管</li> <li>用導管灌食糊狀食物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查導管是否打結。</li> <li>用50毫升的注射器輕輕地推拉或者按照指示取出阻塞物。 <b>嬰兒：5-10毫升溫水</b> <b>12歲以下的兒童：10-20毫升溫水</b> <b>成人：20-30毫升溫水</b></li> <li>這個過程可能需要30分鐘</li> <li>把導管放在手指間輕輕地揉動。</li> <li>其他（請注明）</li> </ul>	<p>如果您不能疏通導管，聯絡您的營養支持健康專家或者征求醫生意見。或者打電話給：</p> <hr/> <hr/> <hr/>
導管置入部位的周圍有滲漏，引起皮膚過敏、疼痛、發紅。	<ul style="list-style-type: none"> <li>許多原因。需要首先確定滲漏和流出物的原因。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保氣球充氣充足。</li> <li>一天3次用溫肥皂水清洗導管周圍部位，然後沖洗干淨後擦乾，直到過敏和發紅現象有所緩解。</li> <li>可能需要在導管周圍的皮膚處敷上保護性的敷料或者藥膏。聯絡您的營養支持健康專家。</li> </ul>	<p>如果滲漏持續發生，聯絡您的營養支持健康專家或者征求醫生意見。</p>