

Feeding Tubes - Troubleshooting as at ___ / ___ / ___(date)
home enteral nutrition

..... nourishing lives at home

Problema	Possibili cause	Azione	Chi contattare
<p>Rimozione accidentale della sonda</p> <p>NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il palloncino si è sgonfiato o è scoppiato • La sonda si è impigliata • Forza eccessiva • Attacchi acuti di vomito • Attacchi acuti di tosse 	<p>Fare sostituire la sonda quanto prima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bambini <12: entro 45 minuti • Adulti: entro 2 ore <p>Inserire un catetere di Foley delle stesse dimensioni o la sonda originale (lavare bene con acqua e sapone). Fissare la sonda alla pelle con del cerotto per evitare che la sonda penetri ulteriormente nello stomaco. Non somministrare formula nutritiva, acqua o farmaci finché non sia stata inserita una nuova sonda nutrizionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rivolgersi al medico.
<p>Ostruzione della sonda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sonda nutrizionale è piegata o attorcigliata. • Risciacquo infrequente della sonda. • Farmaci non schiacciati a dovere • Farmaci e formula incompatibili • Riflusso del contenuto gastrico nella sonda • Somministrazione di cibo emulsionato attraverso la sonda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la sonda non sia attorcigliata • Usare un'azione delicata 'a stantuffo' con una siringa da 50ml oppure secondo le istruzioni per eliminare l'ostruzione. Lattanti: 5 – 10ml di acqua tiepida Bambini <12 anni: 10-20ml di acqua tiepida Adulti: 20 – 30ml di acqua tiepida • L'operazione potrebbe impiegare 30 minuti • Massaggiare delicatamente la sonda tra le dita. • Altro (indicare) 	<p>Contattare l'operatore sanitario incaricato del supporto nutrizionale o il medico se non si riesce a sbloccare la sonda</p> <p>OPPURE</p> <p><u>telefonare al numero:</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Perdita attorno al punto di inserimento della sonda che provoca irritazione, dolore e rossore della pelle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Molteplici cause. Occorre in primo luogo individuare la causa della perdita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il palloncino sia gonfiato a dovere. • Lavare la zona attorno alla sonda con acqua calda insaponata, risciacquare e asciugare tre volte al giorno finché l'irritazione o il rossore scompaiono. • Potrebbe essere necessario applicare una fasciatura o una pomata protettiva sulla pelle attorno alla sonda. Contattare l'operatore sanitario incaricato del supporto nutrizionale. 	<p>Contattare l'operatore sanitario incaricato del supporto nutrizionale o il medico se la perdita continua.</p>