

Feeding Tubes - Troubleshooting as at ___ / ___ / ___(date)
home enteral nutrition

..... nourishing lives at home

Problema	Posibles Causas	Acción	Contacto
Retiro accidental de la sonda NO SE ALARME	<ul style="list-style-type: none"> Globo desinflado o reventado Sonda enganchada Fuerza excesiva Vómitos violentos Tos violenta 	<p>Haga cambiar la sonda lo antes posible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Niños <12: dentro de los 45 minutos Adultos: dentro de las 2 horas <p>Introduzca un catéter de Foley del mismo tamaño, o la sonda original (lave bien con agua y jabón). Pegue la sonda a la piel con cinta adhesiva para impedir que penetre más en el estómago. No dé fórmula, agua o medicamentos hasta la inserción de una nueva sonda alimentaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pida consejo médico.
Obstrucción de la sonda	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de alimentación doblada o enredada. Purga poco frecuente de la sonda. Medicamentos no bien triturados Medicación y fórmula incompatibles Reflujo de contenido gástrico dentro de la sonda. Alimentos hechos puré pasados por la sonda. 	<ul style="list-style-type: none"> Chequee enroscados de la sonda. Use una acción suave de empujar y tirar con una jeringa de 50ml, según las instrucciones para eliminar la obstrucción. Infantes: 5 – 10 mls de agua tibia Niños <12yrs: 10-20 mls de agua tibia Adultos: 20 – 30 mls de agua tibia Esto puede durar 30 minutos Suavemente masajee la sonda entre los dedos. Otro (especifique) 	<p>Contacte a su profesional de apoyo nutricional o pida consejo médico si no puede eliminar la obstrucción de la sonda.</p> <p>O Telefonee: <hr/> <hr/> <hr/></p>
Irritación de la piel, dolor y enrojecimiento debido a filtración alrededor del lugar de inserción de la sonda.	<ul style="list-style-type: none"> Muchas causas. Es necesario investigar primero la causa de la filtración e identificar la descarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegure que el inflado del globo sea adecuado. Lave en torno a la sonda con agua tibia jabonosa, enjuague y seque el área tres veces al día hasta que mejore la irritación y/o enrojecimiento. La piel alrededor de la sonda podría necesitar de una gasa protectora o aplicación de una pomada. Contacte a su profesional de apoyo nutricional. 	<p>Contacte a su profesional de apoyo nutricional o pida consejo médico si la filtración continúa.</p>